

Speciální nabídky

Platnost do 30. 11. 2019



Naše reference

„CAD/CAM technologie výrazně ovlivňují kvalitu a efektivitu všech fází ortodontické léčby. Plánování léčby je díky těmto technologiím rychlejší, přesnější a výsledky jsou mnohem předvídatelnější. Virtuální plánování a 3D technologie nám přinášejí nové možnosti v léčbě složitých ortodontických anomálií, zvyšují úspěšnost autotransplantací a umožňují nám přesnější plánování posunů čelistí při ortognátních operacích s ohledem na horní cesty dýchací. **Díky možnosti nepřímého lepení dle 3D přestavby je nasazení rovnátek pro pacienta pohodlnější a časově méně náročné.** Tyto technologie nám umožňují přesně hodnotit a sledovat jak průběh léčby, tak fázi retenční, kdy překrytím modelů snadno odhalíme i drobné nežádoucí pohyby zubů po ukončení léčby. **3D tisk nám otevírá nové možnosti ve výrobě ortodontických aparátů bez nutnosti nepřímého otiskování pacienta.**“

MDDr. Ondřej Masák,
Orto-DUO České Budějovice

„Zatím jej používáme na ortodontické modely, které se nám nyní nehromadí v ordinaci, zabírají pouze nějakou paměť počítače a ZP je hradí stejně jako modely sádrové. S plánováním léčby začínáme, ale opět jde bez jakýchkoliv pochyb o úsporu času a odpadá přenášení karet a modelů. Standardem je skenování chrupu pacientů před sejmutím a zhotovení retence ze zlatého retainerového drátu, který se pro pacienty připraví v laboratoři, což je pro pacienta komfortní řešení. **Chystáme se na nepřímé lepení ortodontických zámků a fóliová neviditelná rovnátka.** Ještě je vhodné zmínit neošetřitelné malé pacienty, kteří odmítají otisk, ale fotit zuby si nechají. Následně na modelech můžeme v laboratoři zhotovit rovnátka. Zakoupení scanneru byla dobrá investice.“

MUDr. Gabriela Bartheldiová,
Pardubice

„Za moji ordinaci mohu říci, že jsme se skenerem TRIOS maximálně spokojeni. **Konečně se blížíme tomu, že budeme mít ordinaci bez otiskování, což doufám naši pacienti ocení.** Dále se zbavíme obrovského množství modelů, které jsme museli dříve archivovat po dobu 5 let. **S dodáním a zaškolením od firmy Dentamed jsme byli maximálně spokojeni.**“

MUDr. Sylva Saifrtová,
Litoměřice

„V ortodoncii znamená 3shape změnu. Změnu pro pacienty (a zejména ty dětské), kteří překvapeně sledují vznikající 3D model bez nepříjemných pocitů spojených s otiskováním. **Změnu pro běh ordinace - úsporu času, skladovacích prostor a nezávislost na laboratoři.** Ale zejména možnost precizního naplánování ortodontické léčby a využití nejnovějších technologických postupů je změna k nezaplacení.“

AS-ORTO s.r.o.



David Kodálík
produktový specialista CAD/CAM pro ordinace

tel.: +420 725 644 702
e-mail: david.kodalik@dentamed.cz

www.dentamed.digital

Exkluzivní cena na výstavní kusy


3shape TRIOS 3 + Orthodontic Planner

3shape 



Orthodontic Planner

Software pro ortodontickou analýzu, diagnózu a plánování ošetření.
Software Planner může být kdykoliv upgradována na Studio apps
(v rámci stejné aplikace např. Implant Planner nebo Orthodontic Planner)
a zakoupen kdykoliv.



679 800 Kč

Běžná cena: 1 051 514 Kč

Podzimní TOP slevy od Forestadentu

BioCosmetic

5+1 zdarma

Inteligentní oblouky BioCosmetic jsou vyrobeny v barvě zubu. Vydrží bez problému bílé 6-8 týdnů a proto umožňují dlouhodobou estetickou léčbu. Poskytují maximální komfort pro pacienta u kovových i keramických zámků. Délka léčby je stejná, jako u nepotažených drátů. Lze je použít i u samoligovacích zámků. Potažením ztrácí drát termoaktivní schopnosti, ale ostatní výhody Bio drátů zůstávají zachovány. Balení obsahuje 10 ks. **Při zakoupení 5 balení Bio drátů BioCosmetic dostanete zdarma další 1 balení typově stejného drátu (rozměry oblouků dle vlastního výběru).**



FORESTADENT®

BioCosmetics

od 3 332 Kč ~~od 3 999 Kč~~

Keramické zámký Glam

5+1 zdarma

Průsvitné keramické zámký. Zaručují díky novým materiálům zaručují vynikající mechanické vlastnosti a vysokou estetiku. K dispozici v systému Roth a MBT. Zámký Glam jsou vyrobeny z jednoho kusu materiálu a proto nepraskají. Jsou transluscentní a splňují vysoké estetické požadavky. Díky patentované bazi s 3D háčky během léčby nepadají. Zaoblené hrany ve slotu redukují frikci na minimum. Velkou výhodou je zejména snadné sejmoutí zámký, díky speciálnímu nástroji pro debonding neriskujete rozlomení. **Při zakoupení kompletních 5 sad zámký Glam získáte navíc zdarma jednu sadu těchto zámký. Tedy 1 kus jen za 179 Kč!**



FORESTADENT®

Zámký Glam

179 Kč ~~216 Kč~~

Bio oblouky Forestadent


10+4 zdarma

Objednejte si dráty BioStarter a BioTorque ještě dnes a přejděte na inteligentní a pro pacienta příjemnou technologii od Forestadentu.

Nákup bez rizika:

při nespokojenosti s prvním obloukem vrátíme plnou cenu. Veříme si.

Při zakoupení 10 balení Bio drátů dostanete zdarma další 4 balení typově stejného drátu (rozměry oblouků dle vlastního výběru).



FORESTADENT®

Bio oblouky


od 1 573 Kč ~~od 2 202 Kč~~

Zámký MicroSprint / MiniSprint / Sprint II

10+2 zdarma

Zámký jsou vhodné pro alergiky. Dodávají se v systému ROTH nebo MBT. Jednotlivé velikosti naleznete v Katalogu Ordinance 2019 (zašleme na vyžádání) nebo v katalogu Forestadent.

Nyní získáte při zakoupení 10 sad zámký po 20 kusech MicroSprint / MiniSprint / Sprint II zdarma další dvě sady těchto zámký (1 zámek je pak jen za 49 Kč)!



Zámký

49 Kč ~~72 Kč~~

Množstevní sleva již od 50 ks - cena 85 Kč!


Centrální šroub

Univerzální centrální šroub pro horní i dolní čelist.

FORESTADENT®
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

obj. číslo: 100-2000

109 Kč ~~139 Kč~~




Expanzní šroub

Mini šroub, pro čelisti s malými proporcemi, lze použít i jako sektorový šroub.

FORESTADENT®
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

obj. číslo: 130-2000

109 Kč ~~139 Kč~~



Centrální šroub maxi

Univerzální centrální šroub pro horní i dolní čelist.

FORESTADENT®
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

obj. číslo: 150-2000

109 Kč ~~139 Kč~~



Bio dráty / Copper NiTi

Inteligentní oblouky: rychlejší léčba, která pacienta nebolí

Bio oblouky Forestadent

Objednejte si dráty BioStarter a BioTorque ještě dnes a přejděte na inteligentní a pro pacienta příjemnou technologii od Forestadentu. Oblouky Forestadent – výhoda pro Vás i Vaše pacienty.

obj. č.: 203-XXXX (BioTorque)

1 999 Kč 2 282 Kč

obj. č.: 203-4XXX (BioFinisher)



1 999 Kč 2 282 Kč

obj. č.: 203-0XXX (BioStarter)


1 440 Kč 1 543 Kč

obj. č.: 270-0XXX (BioLingual)


3 390 Kč 3 635 Kč




Tlak na kořen intrudovaného premoláru v průběhu ortodontické léčby.



Unikátní hladký povrch oblouků BioStarter a BioTorque snižuje frikci a umožňuje rychlejší a účinnější postup léčby.



Povrch výrobce G.



Povrch výrobce O.

DuoForce – oblouky

Copper NiTi oblouky s dvěma rozdílnými zónami sil

Leták s rozměry na vyžádání

Novinka


Jemné spojení mědi, niklu a titanu

DuoForce oblouky jsou vyrobeny ze slitiny mědi, niklu a titanu. Paměťové vlastnosti tvaru drátu se dobře hodí pro ortodontickou léčbu. Oblouky se spolehlivě vrátí do svého původního tvaru. Ve srovnání s běžnými slitinami kovů, síly zůstanou konzistentní bez ohledu na to, jak moc jsou oblouky vychýleny. S DuoForce jsou ligovací síly podstatně nižší a mnohem více konstantní než u konvenčních nikltitanových oblouků.

Kromě toho jsou oblouky termoaktivní a využívají své síly až od teploty vyšší než 32 °C. To umožňuje velice snadné vkládání oblouku, který se stane aktivním až v ústech pacienta.

2 zóny pro snazší 3dimenzní kontrolu

Publikovaná studie z Univerzity v Connecticutu ukázala, že je nutné použití silnějších hranatých oblouků pro dosažení optimální kontroly rotace a torze. Časné vložení velkých hranatých oblouků není možné díky jejich tuhosti (složení). Často je výsledkem dosaženo postupným použitím několika kulatých a hranatých oblouků než se mohou vkládat větší síly. DuoForce hranaté oblouky mohou být často vloženy do úst jako počáteční drát k dosažení vyrovnání frontálních zubů a současně kontrole torze. Vlastnosti těchto drátů také pomohou urychlit léčbu díky sníženému počtu oblouků během léčby.



DuoForce oblouky

2 730 Kč 2 960 Kč

Kroužky / Kanyly / Orto výběr

Kroužky Dura-Fit

Velmi oblíbený typ kroužků. Standardně nabodované kroužky pro první horní moláry s trojkanylou, pro první dolní moláry s dvojkanylou. Možno dodat s palatinální kanylou, lingválním dvojháčkem nebo bez lingválního příslušenství.



obj. č. dle typu

od 179 Kč



- díky perfektnímu anatomickému tvaru se výborně dosazují
- efekt Snap-on
- značené laserem
- jednoduché nasazení díky redukované interproximální tloušťce
- 32 velikostí
- opískovaná vnitřní část

Vestibulární kanyly s velkou bází

Kanyly, které díky velké bazi perfektně drží. Baze je adaptabilní k povrchu zubu.

BioCosmetic	horní	cena
740B0702	Vestibulární trojkanyla horní, 6× levá - velká baze	179 Kč
741B0702	Vestibulární trojkanyla horní, 6× pravá - velká baze	179 Kč
740B0802	Vestibulární jednokanyla horní 7× levá - velká baze	159 Kč
741B0802	Vestibulární jednokanyla horní 7× pravá - velká baze	159 Kč
740B1702	Vestibulární dvojkanyla dolní 6× levá - velká baze	169 Kč
741B1702	Vestibulární dvojkanyla dolní 6× pravá - velká baze	169 Kč
740B0726	Vestibulární dvojkanyla horní 6× levá - velká baze	169 Kč
741B0726	Vestibulární dvojkanyla horní 6× pravá - velká baze	169 Kč



740B0702



740B1702



741B0726



740B1802

Řetízek pro retinovaný zub

Řetízek se používá nejen k erupci retinovaných špičáků. Balení obsahuje 10 kusů.



obj. číslo: 760-0030

999 Kč +246 Kč

Mrtvý drát

Šesti pramenný drát pro výrobu retainerů o průměru 0,4 mm a délky 355 mm.



obj. číslo: 261-4040

729 Kč 833 Kč

Mrtvý drát plochý

Plochý drát pro výrobu retainerů o průměru 0,10" x 0,29" v roli 1,5 m.



obj. číslo: 264-1029

1 490 Kč +679 Kč

Kovové zámky

Zámky MicroSprint / MiniSprint / Sprint II

Zámky jsou vhodné pro alergiky. Dodávají se v systému ROTH nebo MBT. Jednotlivé velikosti naleznete v Katalogu Ordinance 2019 (zašleme na vyžádání) nebo v katalogu Forestadent.

Vysoce kvalitní

Neobsahují nikl a pro perfektní vzhled jsou vyleštěné do vysokého lesku. Materiál s vynikající odolností vůči korozi.

Estetika




Zámky Mini Sprint jsou estetičtější variantou standardních zámků Sprint.

Použití



Zámky Mini Sprint mají hlubší křídélka.




Systém zámků Mini Sprint poskytuje ideální mezo-distální síťku pro nekompromisní kontrolu rotace.

Spolehlivost



Unikátní, patentovaná 3D base poskytuje o 30 % větší vaznou sílu. Větší adheze zůstane při snímání v bazi zámků.

Rychlost



Zacoblené okraje slotu a super hladký povrch značně snižují tření.


Zámky

59 Kč 72 Kč



Zámky MiniSprint jsou:

- Estetické
- Praktické
- Rychlé
- Spolehlivé
- Bez niklu



Samoligovací zámky BioQuick

Třetí generace zámků Quick, které lze kombinovat se zámky Quick druhé generace. Výhodou je delší klip s možností jeho výměny při případném poškození. Výjimečně nízké tření znamená rychlý pokrok v léčbě. Absolutní kontrola u aktivního zařízení, spolehlivé ligovací zařízení se dvěma možnými způsoby rozevření. Nepřekonatelná síla vazby díky patentované 3D bazi zámků. Nejmenší samoligovací zámek je z jednoho kusu materiálu. Ligovací zařízení nemůže spadnout nebo být vytlačeno. Dodávány v systému Roth a MBT.



BioQuick

188 Kč 265 Kč

Estetická ortodoncie

Bílé oblouky, které se opravdu neloupou!



BioCosmetic



Inteligentní oblouky BioCosmetic jsou v barvě zubu a vydrží bez problému bílé 6-8 týdnů. Proto umožňují dlouhodobou estetickou léčbu. Poskytují maximální komfort pacienta u kovových i keramických zámků. Délka léčby je stejná, jako u nepotažených drátů. Lze použít i u samoligovacích zámků. Balení obsahuje 10 ks, **možné je i dodání jednotlivých kusů.**

BioCosmetic	horní	dolní	běžná cena	akční cena
.017", 10 ks	217-0845	217-0945	3 999 Kč	3 699 Kč
.019", 10 ks	217-0850	217-0950	3 999 Kč	3 699 Kč
.016" × .016", 10 ks	217-1440	217-1540	5 099 Kč	4 899 Kč
.016" × .022", 10 ks	217-2040	217-2140	5 099 Kč	4 899 Kč
.018" × .025", 10 ks	217-2046	217-2146	5 099 Kč	4 899 Kč

Vyzkoušejte!

Na vyžádání Vám zdarma zašleme vzorek horního a dolního oblouku BioCosmetic .017".

Keramické zámký Glam



Průsvitné keramické zámký Glam zaručují díky novým materiálům vynikající mechanické vlastnosti a vysokou estetiku. K dispozici jsou v systému Roth i MBT. Zámký jsou vyrobeny z jednoho kusu materiálu a proto nepraskají. Jsou transluscentní a splňují vysoké estetické požadavky. Díky patentované bazi s 3D háčky během léčby pevně drží a nepadají. Zaoblené hrany ve slotu redukují frikci na minimum. Velkou výhodou je zejména snadné sejmutí zámký, díky speciálnímu nástroji pro debonding neriskujete rozlomení.

obj. č. G76X-XXXX

199 Kč ~~216 Kč~~



Dentamed

Dentamed (ČR), spol. s r.o.
Pod Lipami 41
130 00 Praha 3
tel.: +420 266 007 111
e-mail: info@dentamed.cz

www.dentamed.cz

Aleš Krupa
odborný poradce

tel.: +420 608 889 847
e-mail: ales.krupa@dentamed.cz